

Wb、Elisa用抗C5/C5Aポリクローナル抗体 - P01031

商品番号: CM0026256



前書き

ヒトC5/C5aを標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。補体系および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C5/C5a Rabbit pAb
備考/別名	C5D; C5a; C5b; ECLZB; CPAMD4; C5/C5a
種	ヒト
GeneID (ヒト)	727
免疫原	ヒトC5/C5a (NP_001726.2) のアミノ酸1567-1676に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01031
タンパク質分子量	188kDa
配送	氷袋