

Anti-C6Orf25 (G6B) ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O95866

商品番号: CM0017542



前書き

ヒト C6orf25 (G6b)

に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。血小板および巨核球抑制性受容体研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C6orf25 ウサギ pAb
備考/別名	G6b; NG31; G6b-B; THAMY; C6orf25
種	ヒト
GeneID (ヒト)	80739
GeneID	80739
免疫原	ヒト C6orf25 (NP_612121.1) のアミノ酸18-142に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95866
タンパク質分子量	26kDa
輸送	保冷バッグ