


C7抗ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - P10643

商品番号: CM0030387



前書き

ウサギ由来のヒトC7を標的とするポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのC7を検出し、補体膜攻撃複合体形成と宿主防御機構の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C7 ウサギ pAb
備考／別名	C7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	730
GeneID	730
免疫原	ヒトC7 (NP_000578.2) のアミノ酸22～270番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10643
タンパク質分子量	94kDa
輸送方法	氷袋