

Wb、Elisa用 Anti-C7Orf50/Cholesin ポリクローナル抗体 - Q9Brj6

商品番号: CM0013701

前書き

ヒトC7orf50（コレシン）に対するウサギポリクローナル抗体。組換えタンパク質（アミノ酸1-194）を用いて作製。WBおよびELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。約22 kDaのバンドを検出。コレステロール代謝およびホルモンシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C7orf50 ウサギ pAb
備考/別名	YCR016W; C7orf50
種	ヒト
GeneID	84310
免疫原	ヒトC7orf50（NP_115726.1）のアミノ酸1-194に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BRJ6
タンパク質分子量	22kDa
発送	保冷バッグ