

C8Orf4 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9Nr00

商品番号: CM0024891

前書き

ヒトC8orf4（TC1/TC-1）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと反応します。細胞増殖、分化、炎症シグナル伝達を制御します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C8orf4 Rabbit pAb
別名	TC1; TC-1; C8orf4
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	56892
遺伝子ID	56892
免疫原	ヒトC8orf4（NP_064515.1）のアミノ酸1-106番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NR00
タンパク質分子量	12kDa
発送	氷袋