


抗C9ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P02748

商品番号: CM0030730



前書き

C9ウサギポリクローナル抗体はウエスタンブロットおよびELISAで検証済みです。孔形成性MACサブユニットであるヒトおよびマウスの補体成分C9を検出します。自然免疫および補体経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C9 ウサギ pAb
別名	C9D; ARMD15; C9
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	735
遺伝子ID	735
免疫原	ヒトC9 (NP_001728.1) のアミノ酸22-265番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P02748
タンパク質分子量	63kDa
発送方法	保冷剤