

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗C9Orf114 ウサギポリクローナル抗体 - Q5T280

商品番号: CM0021384



前書き

ヒトC9orf114（CENP32/SPOUT1）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの利用が検証済みです。ラットと交差反応性を示します。セントロメア生物学、有糸分裂紡錘体形成、rRNAメチル化の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	C9orf114 Rabbit pAb
別名	CENP32; CENP-32; HSPC109; C9orf114
対象種	ヒト
遺伝子ID	51490 (ヒト)
免疫原	ヒトC9orf114（NP_057474.2）のアミノ酸163-340番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q5T280
タンパク質分子量	42kDa
輸送方法	氷袋