

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗C9Orf72 ポリクローナル抗体 - Q96Lt7

商品番号: CM0023396



前書き

ヒトC9orf72 (アミノ酸 9-200)

に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットで検証済み。オートファジーと神経変性に関与する標的。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C9orf72 ウサギ pAb
備考/別名	ALSFTD, DENND9, FTDALS, DENNL72, FTDALS1, C9orf72
種	ヒト
GeneID (ヒト)	203228
GeneID	203228
免疫原	ヒトC9orf72 (NP_001242983.1) のアミノ酸9-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96LT7
タンパク質分子量	54kDa
輸送	氷袋