


## Wb、Ihc-P、Elisa用抗Ca13ポリクローナル抗体 - Q8N1Q1

商品番号: CM0016589



### 前書き

ヒト炭酸脱水酵素13（CA13）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAでバリデーション済み。ヒトおよびマウスに反応します。pH調節および代謝における二酸化炭素変換の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                  |
|------------|----------------------------------------------------|
| 製品名        | CA13ウサギpAb                                         |
| 備考／別名      | CAXIII ; CA13                                      |
| 種          | ヒト                                                 |
| GeneID（ヒト） | 377677                                             |
| GeneID     | 377677                                             |
| 免疫原        | ヒトCA13（NP_940986.1）のアミノ酸1～220に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                          |
| 用途         | WB、IHC-P、ELISA                                     |
| 交差反応性      | ヒト、マウス                                             |
| SWISS      | Q8N1Q1                                             |
| タンパク質分子量   | 29kDa                                              |
| 輸送         | 保冷バッグ                                              |