


Wb、If/Icc、Elisa用抗Ca3ポリクローナル抗体 - P07451

商品番号: CM0015027



前書き

WB、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質ウサギ由来抗CA3ポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの炭酸脱水酵素III（CA3/CAIII）を検出します。CA3は筋肉特異的な細胞質酵素で、CO₂の可逆的水和反応を触媒します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CA3 ウサギ pAb
別名	Car3, CAIII, CA3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	761
遺伝子ID	761
免疫原	ヒトCA3（NP_005172.1）のアミノ酸1-260番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07451
タンパク質分子量	30kDa
発送方法	氷袋梱包