


Anti-Ca3 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P07451

商品番号: CM0017638



前書き

ヒト炭酸脱水素酵素III（CA3）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。筋肉特異的炭酸脱水素酵素の検出に最適です。分子量は約30kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CA3 Rabbit pAb
備考/別名	Car3; CAIII; CA3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	761
GeneID	761
免疫原	ヒトCA3 (NP_005172.1) のアミノ酸1-260に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P07451
タンパク質分子量	30kDa
配送	氷袋