

ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Ca5Aウサギポリクローナル抗体 - P35218

商品番号: CM0017312

前書き

ヒトCA5A（マウス/ラットにも対応）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。尿素回路とクエン酸回路代謝に重要なミトコンドリアカルボニックアンヒドラーゼを検出。体外診断用医薬品（IVD）研究および診断薬開発用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CA5A ウサギ pAb
備考/別名	CA5; CAV; CAVA; CA5AD; GSI-21A4.1; CA5A
種	ヒト
GeneID（ヒト）	763
GeneID	763
免疫原	ヒトCA5Aのアミノ酸39-305に対応する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_001730.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35218
タンパク質分子量	35kDa
輸送	保冷バッグ