

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Ca5B ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y2D0

商品番号: CM0019493

前書き

ヒトCA5B（CAVB、CA-VB）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのCA5Bを認識します。予測されるバンドサイズは36 kDaです。ミトコンドリア性炭酸脱水酵素の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CA5B ウサギ pAb
備考/別名	CAVB; CA-VB; CA5B
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	11238
遺伝子ID	11238
免疫原	ヒトCA5B（NP_009151.1）のアミノ酸1-317に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y2D0
タンパク質分子量	36kDa
配送	保冷バッグ