

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Cab39 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Y376

商品番号: CM0018813



前書き

WB、IF/ICC、ELISAでバリデーションされた高品質な抗CAB39ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。STK11/LKB1複合体の重要な安定化因子であるカルシウム結合タンパク質39（MO25alpha）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAB39 Rabbit pAb
備考/別名	MO25; CGI-66; CAB39
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51719
遺伝子ID	51719
免疫原	合成ペプチド ヒトCAB39 (NP_057373.1) のアミノ酸1-341以内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y376
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋