

Cab39L ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9H9S4

商品番号: CM0029148



前書き

CAB39L

ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒトおよびマウスのCAB39L（39 kDa）と反応します。STK11/LKB1活性化複合体の構成要素であるカルシウム結合タンパク質39様（MO25 ベータ）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAB39L Rabbit pAb
備考/別名	MO2L; MO25-BETA; bA103J18.3; CAB39L
種	ヒト
GeneID (ヒト)	81617
GeneID	81617
免疫原	ヒトCAB39L (NP_112187.2) のアミノ酸1〜337番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H9S4
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	保冷剤