

WbおよびElisa用 Anti-Cables1 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Tdn4

商品番号: CM0016774

前書き

WB、ELISA用 CABLES1 ウサギ pAb。ヒト、マウスで検証済み。神経発達と細胞周期における鍵となるCDK5/ABL1基質1。ワンストップIV D原材料サプライヤー、CamelBioより。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	CABLES1 ウサギ pAb
備考/別名	CABL1; IK3-1; CABLES; HsT2563; CABLES1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	91768
GeneID	91768
免疫原	ヒトCABLES1 (NP_612384.1) のアミノ酸1-368に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8TDN4
タンパク質分子量	68kDa
輸送	保冷バッグ