


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cabp1ポリクローナル抗体 - Q9Nzu7

商品番号: CM0020611



前書き

ヒトCABP1（Calbrain/Caldendrin）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。予測分子量40kDaのヒト、マウス、ラットCABP1を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	CABP1 ウサギ pAb
備考/別名	CALBRAIN; HCALB_BR; CABP1
由来種	ヒト
GeneID	9478
免疫原	ヒトCABP1 (NP_001028849.1) のアミノ酸1-100領域内の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NZU7
タンパク質分子量	40kDa
配送方法	保冷剤