

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Cabp7ポリクローナル抗体 - Q86V35

商品番号: CM0013851



前書き

ウサギ由来のCABP7（カルニューロンII）に対するポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。ゴルジ体輸送調節因子を標的。細胞生物学研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CABP7 ウサギ pAb
備考/別名	CALN2; CABP7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	164633
GeneID	164633
免疫原	ヒトCABP7（NP_872333.1）のアミノ酸100-180に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q86V35
タンパク質分子量	24kDa
発送	保冷バッグ