

Wb・Elisa用 抗Cacna1D ウサギポリクローナル抗体 - Q01668

商品番号: CM0019544



前書き

ヒトCACNA1D（Cav1.3）に対するウサギポリクローナル抗体で、ヒトおよびラットと反応し、ウエスタンブロッティングおよびELISAに適しています。興奮性細胞におけるL型カルシウムチャネルの機能を研究できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CACNA1D Rabbit pAb
別名	CACH3; CACN4; PASNA; SANDD; Cav1.3; CCHL1A2; CACNL1A2; CACNA1D
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	776
遺伝子ID	776
免疫原	ヒトCACNA1D (NP_000711.1) のアミノ酸1882～2181番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q01668
タンパク質分子量	245kDa
発送	保冷剤