


Wb、Elisa用 抗Cacna1E ウサギポリクローナル抗体 - Q15878

商品番号: CM0015021



前書き

CACNA1E

ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットへの交差反応性があります。組換えタンパク質に対して作製され、R型カルシウムチャネル研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CACNA1E ウサギ pAb
備考/別名	BII; CACH6; DEE69; gm139; Cav2.3; EIEE69; CACNL1A6; CACNA1E
種	ヒト
GeneID (ヒト)	777
GeneID	777
免疫原	ヒト CACNA1E (NP_001192222.1) のアミノ酸2014-2313に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15878
タンパク質分子量	262kDa
輸送	保冷バッグ