


抗Cacna1Hポリクローナル抗体 (If/Icc, Elisa用) - O95180

商品番号: CM0015466



前書き

CACNA1Hウサギポリクローナル抗体は、ヒトCACNA1Hに対する抗体であり、IF/ICCおよびELISAでの使用が検証済みです。マウスとの交差反応性も確認されています。イオン輸送および神経学研究におけるT型カルシウムチャネルCav3.2の研究用に設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CACNA1Hウサギポリクローナル抗体
備考/別名	ECA6; EIG6; HALD4; Cav3.2; CACNA1HB; CACNA1H
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8912
遺伝子ID	8912
免疫原	ヒトCACNA1Hのアミノ酸1890-2030に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_066921.2)。
供給源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	O95180
タンパク質重量	259kDa
配送	アイスバッグ