


If-P、Elisa用抗Cacna1Hウサギポリクローナル抗体 - O95180

商品番号: CM0022944



前書き

ヒトCACNA1H（Cav3.2、T型カルシウムチャネルサブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。IF-PおよびELISAで検証済みで、ラットと交差反応しません。神経科学、心臓病学、イオンチャネル研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CACNA1HウサギpAb
備考/別名	ECA6; EIG6; HALD4; Cav3.2; CACNA1HB; CACNA1H
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8912
遺伝子ID	8912
免疫原	ヒトCACNA1H（NP_066921.2）のアミノ酸2250～2353に相当する配列を含む合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF-P、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	O95180
タンパク質分子量	259kDa
配送	保冷バッグ