

If-PおよびElisa用抗Cacna1Sポリクローナル抗体 - Q13698

商品番号: CM0019559



前書き

ヒトCACNA1S（Cav1.1、L型カルシウムチャネルα1Sサブユニット）に対するウサギポリクローナル抗体。IF-

PおよびELISAでの検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。興奮収縮連関研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CACNA1SウサギpAb
備考／別名	MHS5; DHPRM; HOKPP; TTPP1; CMYP18; Cav1.1; HOKPP1; hypoPP; CCHL1A3; CACNL1A3; CACNA1S
種	ヒト
GeneID（ヒト）	779
GeneID	779
免疫原	ヒトCACNA1S（NP_000060.2）のアミノ酸900～1000に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IF-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q13698
タンパク質分子量	212 kDa
配送	保冷バッグ