

Wb、Elisa用抗Cacna2D2ポリクローナル抗体 - Q9Ny47

商品番号: CM0017816

前書き

ヒトCACNA2D2を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応性を示します。カルシウムチャンネル研究および関連研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CACNA2D2 ウサギ pAb
備考/別名	CASVDD; CACNA2D; CACNA2D2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9254
遺伝子ID	9254
免疫原	ヒトCACNA2D2 (NP_001167522.1) のアミノ酸20〜200番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9NY47
タンパク質分子量	130kDa
発送方法	氷袋