

Cacna2D3に対するウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8Izs8

商品番号: CM0017551

前書き

ヒトCACNA2D3（電位依存性カルシウムチャネルサブユニット α_2/δ -

3）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。イオンチャネルおよび神経科学研究に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CACNA2D3 Rabbit pAb
別名	HSA272268, CACNA2D3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	55799
免疫原	ヒトCACNA2D3（NP_060868.2）のアミノ酸900～1040番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	ウエスタンブロッティング（WB）、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISSプロットID	Q8IZS8
タンパク質分子量	123kDa
配送方法	保冷剤