


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Cacnb1 ウサギポリクローナル抗体 - Q02641

商品番号: CM0025495



前書き

L型カルシウムチャネルの調節サブユニットであるCACNB1を標的とするウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのウエスタンブロットおよびELISAで検証済み。心血管および神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CACNB1 ウサギ pAb
備考/別名	CAB1; CCHLB1; CACNLB1; CACNB1
種	ヒト
GeneID	782
免疫原	ヒトCACNB1 (NP_000714.3) のアミノ酸429-598に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02641
タンパク質分子量	66kDa
発送	保冷バッグ