

Wb、Elisa用 Anti-Cacnb3 ポリクローナル抗体 - P54284

商品番号: CM0016354



前書き

ヒト CACNB3 (CAB3, CACNLB3)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。CACNB3は
電位依存性L型カルシウムチャネルベータ3サブユニッ
トです。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよ
びラットと反応します。イオンチャネルおよび神経科
学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CACNB3 Rabbit pAb
備考/別名	CAB3, CACNLB3, CACNB3
種	ヒト
GeneID	784
免疫原	ヒト CACNB3 (NP_000716.2) のアミノ酸 355-484 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P54284
タンパク質分子量	55kDa
配送	保冷バッグ