

## Wb、If/Icc、Elisa用抗Cacng1ウサギポリクローナル抗体 - Q06432

商品番号: CM0013526

## 前書き

ヒトCACNG1（電位依存性カルシウムチャネル $\gamma$ 1サブユニット）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットを検出します。骨格筋L型カルシウムチャネル研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名        | CACNG1ウサギpAb                                          |
| 備考/別名      | CACNLG; CACNG1                                        |
| 種          | ヒト                                                    |
| GeneID（ヒト） | 786                                                   |
| GeneID     | 786                                                   |
| 免疫原        | ヒトCACNG1（NP_000718.1）のアミノ酸30～110に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                   |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                             |
| 用途         | WB、IF/ICC、ELISA                                       |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS      | Q06432                                                |
| タンパク質分子量   | 25kDa                                                 |
| 配送         | 保冷バッグ                                                 |