


Wb、Elisa用 Anti-Cacybp ポリクローナル抗体 - Q9Hb71

商品番号: CM0024398



前書き

カルシクリン結合タンパク質（CACYBP）ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。ユビキチン介在性分解およびカルシウムシグナル伝達の研究に役立ちます。CamelBioのIVD原材料供給の専門知識に裏打ちされています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO Validated] CACYBP Rabbit pAb
備考/別名	SIP, GIG5, PNAS-107, S100A6BP, BP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27101
GeneID	27101
免疫原	ヒトCACYBP (NP_055227.1) のアミノ酸1-228に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HB71
タンパク質分子量	26kDa
配送	アイスパック