


Anti-Cacybp ポリクローナル抗体（Ko検証済み） - Q9Hb71

商品番号: CM0027214



前書き

ヒトCACYBPに対するウサギポリクローナル抗体。ノックアウトにより検証済み。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAに使用可能。ヒト、マウス、ラットのサンプルにおける内在性CACYBPを検出します。組換え免疫原により、ロット間の一貫性を確保しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] CACYBP ウサギ pAb
備考/別名	SIP; GIG5; PNAS-107; S100A6BP; BP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	27101
GeneID	27101
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HB71
タンパク質分子量	26kDa
配送	氷袋