


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Cadポリクローナル抗体 - P27708

商品番号: CM0029335



前書き

ヒトCAD (P27708)

を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。ピリミジン生合成および代謝疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAD ウサギ pAb
備考/別名	CDG1Z; DEE50; GATD4; EIEE50; CAD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	790
GeneID	790
免疫原	ヒトCAD (NP_004332.2) のアミノ酸1650-1900に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P27708
タンパク質分子量	243kDa
輸送	保冷バッグ