


ウエスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Cadウサギモノクローナル抗体 - P27708

商品番号: CM0009408



前書き

ウエスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済みの抗CADウサギモノクローナル抗体。243

kDaの多機能酵素であるヒトCAD（ピリミジン新生合成経路）を認識します。ピリミジン代謝および関連疾患の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CAD ウサギ mAb
備考/別名	CDG1Z; DEE50; GATD4; EIEE50; CAD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	790
GeneID	790
免疫原	合成ペプチド：ヒトCAD (P27708) のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P27708
タンパク質分子量	243kDa
発送	保冷バッグ