

抗カドヘリン16（Cdh16）ウサギポリクローナル抗体 Wb、If、Ihc、Elisa対応 - O75309

商品番号: CM0027144

前書き

ヒトカドヘリン-16（CDH16、Ksp-カドヘリン）に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IF-P、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。腎臓特異的カドヘリン研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Cadherin 16 ウサギpAb
備考・別名	CDH16; Cadherin 16
由来種	ヒト
GeneID	1014
免疫原	ヒトカドヘリン16（NP_004053.1）の amino 酸19～230に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75309
タンパク質分子量	90kDa
輸送方法	氷袋