

Wb、If-P、Elisa用 抗カドヘリン16 モノクローナル抗体 - O75309

商品番号: CM0003602

前書き

WB、IF-

P、ELISAで検証済みのウサギ由来抗カドヘリン16モノクローナル抗体です。腎臓特異的カドヘリン（細胞接着タンパク質）を標的とし、ヒト、マウスと交差反応します。IVD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カドヘリン16 ウサギmAb
備考・別名	Kspカドヘリン；カドヘリン16
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1014
遺伝子ID	1014
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75309
タンパク質分子量	90kDa
輸送方法	氷袋