


WbおよびElisa用Anti-Cadm3ウサギポリクローナル抗体 - Q8N126

商品番号: CM0026663



前書き

ヒトCADM3 (NECL1, SynCAM3)

ターゲットのWBおよびELISAで検証済みのウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。細胞接着およびシナプス組織化の神経科学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CADM3 Rabbit pAb
備考/別名	BIGR; NECL1; TSL1; CMT2FF; IGSF4B; Necl-1; synCAM3; CADM3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	57863
免疫原	ヒトCADM3 (NP_001120645.1) のアミノ酸25-330に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8N126
タンパク質分子量	43kDa
配送	氷袋