

Wb、Elisa用Anti-Cadpsポリクローナル抗体 - Q9Ulu8

商品番号: CM0013407



前書き

ヒトCADPS/CAPS-

1を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応し、高密度コア小胞エキソサイトーシスを含む神経科学および内分泌分泌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CADPS Rabbit pAb
備考/別名	CAPS; CAPS1; CADPS1; UNC-31; CADPS
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8618
遺伝子ID	8618
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCADPS (NP_899630.1) のアミノ酸1020-1100に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q9ULU8
タンパク質分子量	153kDa
配送	アイスパック