

Anti-Calbindin Rabbit Monoclonal Antibody For Wb - P05937

商品番号: CM0004722



前書き

WB、IF-

P、ELISAアプリケーション向けの高特異性Calbindin Rabbit Monoclonal

Antibody。ヒト、マウス、ラットのサンプルで検証済み。30

kDaの内在性カルビンディンを検出します。カルシウムシグナリングおよび診断研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Calbindin Rabbit mAb
備考/別名	CALB; D-28K; Calbindin
種	ヒト
GeneID (ヒト)	793
GeneID	793
免疫原	合成ペプチド：ヒトCalbindin (P05937) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05937
タンパク質分子量	30 kDa
配送	アイスバッグ