

抗カルビンジン ウサギポリクローナル抗体 Wb・Ihc-P・Elisa対応 - P05937

商品番号: CM0015912



前書き

ヒトCalbindin (CALB; D-28K) を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、パラフィン包埋切片IHC、ELISAに対応しています。マウス・ラットと交差反応性があり、分子量約30 kDaのタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Calbindin Rabbit pAb
備考・別名	CALB; D-28K; Calbindin
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	793
遺伝子ID	793
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCalbindin (NP_004920.1) のアミノ酸1-261番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
応用分野	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P05937
タンパク質分子量	30kDa
発送方法	保冷剤梱包