


Ihc-P、Elisa用抗Calcaウサギポリクローナル抗体 - P06881

商品番号: CM0020097



前書き

CALCAウサギpAbは、ヒトカルシトニン遺伝子関連ペプチド1 (α-CGRP) を標的とするウサギポリクローナル抗体で、IHC-PおよびELISAで検証されており、マウスとの交差反応性を有します。血管拡張および神経ペプチド研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CALCAウサギpAb
備考／別名	CT、KC、PCT、CGRP、CALCI、CGRP1、CGRP-I、CGRP-alpha、CALCA
生物種	ヒト
Gene ID (ヒト)	796
Gene ID	796
免疫原	CALCAのアミノ酸26～128に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001029125.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P06881
タンパク質分子量	14kDa
輸送	保冷バッグ