

抗カルシニューリンA ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q08209

商品番号: CM0010764



前書き

WBおよびELISAで検証済みのカルシニューリンA ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットの PPP3CAを検出します。カルシウムシグナル伝達、NFATを介した転写制御、T細胞活性化の研究に必須です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カルシニューリンA ウサギmAb
別名	CALN; CCN1; CNA1; CALNA; DEE91; IECEE; PPP2B; ACCHD; CALNA1; IECEE1; Calcineurin A
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5530
遺伝子ID	5530
免疫原	合成ペプチド ヒト カルシニューリンA (Q08209) のアミノ酸422-521領域の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q08209
タンパク質分子量	59 kDa
輸送方法	保冷剤