

Wb、Elisa用抗Calcrポリクローナル抗体 - P30988

商品番号: CM0013032



前書き

CALCR Rabbit pAbは、ヒトカルシトニン受容体（55 kDa）を標的とするポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済みです。GPCRシグナル伝達、カルシウム恒常性、骨代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CALCR Rabbit pAb
備考/別名	CRT; CTR; CT-R; CTR1; CALCR
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	799
遺伝子ID	799
免疫原	ヒトCALCR (NP_001733.1) のアミノ酸25～148番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P30988
タンパク質分子量	55kDa
輸送方法	保冷剤