


Wb、Elisa用抗Calcrlウサギポリクローナル抗体 - Q16602

商品番号: CM0029858



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質抗CALCRLウサギポリクローナル抗体です。カルシトニン遺伝子関連ペプチドおよびアドレノメジュリンの重要な受容体であるヒト、マウス、ラットのCALCRL（CRLR；CGRPR）を検出します。心血管研究や神経生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CALCRL ウサギ pAb
別名	CRLR; CGRPR; LMPHM8; CALCRL
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10203
遺伝子ID	10203
免疫原	合成ペプチド ヒト CALCRL (NP_005786.1) のアミノ酸346〜445領域内の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
分類	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16602
タンパク質分子量	53kDa
発送	保冷剤