

抗カルデスモン/Cdm ウサギモノクローナル抗体 (Ihc-P, Elisa用) - Q05682

商品番号: CM0012650

前書き

IHC-

PおよびELISAで検証済みの高品質な抗カルデスモン/CDMウサギモノクローナル抗体です。平滑筋および非筋細胞の収縮性、さらには有糸分裂や細胞遊走を制御するアクチン結合タンパク質であるヒトカルデスモンを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Caldesmon/CDM Rabbit mAb
備考/別名	CDM; HCAD; LCAD; h-CD; H-CAD; L-CAD; NAG22
種	ヒト
GeneID (ヒト)	800
GeneID	800
免疫原	ヒトカルデスモン/CDMのアミノ酸208-436に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_149129.2)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q05682
タンパク質重量	120-150kDa
配送	アイスバッグ