


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Calhm1 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Iu99

商品番号: CM0025147



前書き

ヒトCALHM1 (FAM26C)
を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。W
B、IHC-
P、ELISAで検証済み。ヒトおよびラットと交差反応
性あり。味覚知覚、カルシウム恒常性、神経シグナル
伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CALHM1 ウサギ pAb
備考/別名	FAM26C; CALHM1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	255022
GeneID	255022
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q8IU99
タンパク質分子量	38kDa
輸送	保冷バッグ