


WbおよびElisa用Anti-Calhm2ラビットポリクローナル抗体 - Q9Ha72

商品番号: CM0014652



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みのAnti-CALHM2ラビットポリクローナル抗体。ヒトおよびラットCALHM2を検出します。CALHM2は、ATP放出、神経炎症、およびシナプス伝達に参与するカルシウム恒常性調節チャネルです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CALHM2 Rabbit pAb
備考/別名	FAM26B; CALHM2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51063
遺伝子ID	51063
免疫原	ヒトCALHM2 (NP_057000.2) のアミノ酸1-323に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9HA72
タンパク質分子量	36kDa
配送	氷袋