


## WbおよびElisa用Anti-Calm2ポリクローナル抗体 - P0Dp24

商品番号: CM0028309



## 前書き

ヒトCALM2カルモジュリン-

2を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性があります。カルシウムシグナリング研究、セントロソーム生物学、および心臓研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | CALM2 Rabbit pAb                                                              |
| 備考/エイリアス    | caM; CALM; CAM1; CAM3; CAMC; PHKD; CAMII; LQT15; PHKD2; CALML2; CAMIII; CALM2 |
| 種           | ヒト                                                                            |
| GeneID (ヒト) | 805                                                                           |
| GeneID      | 805                                                                           |
| 免疫原         | ヒトCALM2 (NP_001734.1) のアミノ酸1-149に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。                         |
| ソース         | ウサギ                                                                           |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                                                     |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                                                     |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                                                        |
| SWISS       | P0DP24                                                                        |
| タンパク質分子量    | 17kDa                                                                         |
| 配送          | 氷袋                                                                            |