

抗カルメジン（Clgn）ウサギモノクローナル抗体（Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用） - O14967

商品番号: CM0002108

前書き

ヒトカルメジン（CLGN）に対する高特異性ウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。精子形成および男性不妊に関する生殖生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カルメジン ウサギ mAb
備考/別名	CLGN; カルメジン
種	ヒト
GeneID (Human)	1047
免疫原	ヒトカルメジン（O14967）のアミノ酸180-350に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14967
タンパク質分子量	70kDa
発送	保冷バッグ