

Ihc-P、If/Icc、Elisa用Anti-Calmodulin 1/2/3ポリクローナル抗体 - P0Dp23 / P0Dp24 / P0Dp25

商品番号: CM0013335



前書き

ヒトCalmodulin

1/2/3を標的とするウサギポリクローナル抗体。IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットの3つのカルモジュリンアイソフォームをすべて検出します。カルシウムシグナル伝達およびチャネル調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Calmodulin 1/2/3 Rabbit pAb
備考/別名	CALM1; CALML2; CAMI; CPVT4; DD132; LQT14; PHKD; caM; Calmodulin 1/2/3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	801/805/808
遺伝子ID	801/805/808
免疫原	ヒトCalmodulin 1/2/3 (NP_008819.1) のアミノ酸70-149領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P0DP23/P0DP24/P0DP25
タンパク質分子量	16 kDa
配送	アイスバッグ