


抗カルモジュリン1/2/3 ウサギモノクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa対応） - P0Dp23 / P0Dp24 / P0Dp25

商品番号: CM0012234



前書き

カルモジュリン1/2/3を標的とするウサギモノクローナル抗体で、WB、IF-P、ELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応し、カルシウムシグナル伝達や細胞骨格研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カルモジュリン1/2/3 ウサギmAb
備考 / 別名	CALML2; CAMI; CPVT4; DD132; LQT14; PHKD; caM; Calmodulin 1/2/3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	801/805/808
遺伝子ID	801/805/808
免疫原	合成ペプチド。ヒトカルモジュリン (NP_008819.1) のアミノ酸70～149番の配列に相当する合成ペプチドを使用しています。
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P0DP23/P0DP24/P0DP25
タンパク質分子量	16 kDa
発送方法	保冷剤