


Wb、Elisa用抗カルモジュリン1/2/3ウサギポリクローナル抗体 - P0Dp23/P0Dp24/P0Dp25

商品番号: CM0016823



前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISA用途でバリデーション済みのカルモジュリン1/2/3ウサギポリクローナル抗体。カルシウム結合シグナル伝達因子であるヒト、マウス、ラットのカルモジュリンを標的とします。研究用のウサギ由来組換え抗体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	カルモジュリン1/2/3ウサギpAb
備考／別名	CALM1; CALML2; CAMI; CPVT4; DD132; LQT14; PHKD; caM; カルモジュリン1/2/3
種	ヒト
GeneID（ヒト）	801/805/808
GeneID	801/805/808
免疫原	ヒトカルモジュリン1/2/3（NP_008819.1）のアミノ酸70～149に相当する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P0DP23/P0DP24/P0DP25
タンパク質分子量	16kDa
輸送	アイスバッグ